

Tempi di trasferimento:

Da laboratorio a	
centro prelievi	2-5 minuti
ps e medicina del lavoro	3-6 minuti

Indicazioni dal laboratorio

Domanda: dimensione minima e massima della piastra espressa in numero di tamponi

Risposta: piastra da 96 pozzetti di cui 2 dedicati ai controlli, quindi 94; vi sono anche test per singolo campione in cartuccia

Domanda: tempi di lavorazione della piastra (tempo fisso? tempo dipendente dal numero di tamponi? mix dei due precedenti?)

Risposta: la piastra ha un tempo di lavorazione fisso per quanto riguarda l'amplificazione (circa 2 ore), cambia la preparazione dei campioni (estrazione di acidi nucleici) che varia in base a numero di campioni v. risposta successiva

Domanda: ci sono tempi di preparazione per la piastra prima dell'esecuzione?

Risposta: per l'estrazione varia da minimo 1 ora e 1/4 per 24 campioni fino a >5 ore per 96

Domanda: ci sono tempi di pulizia della piastra dopo dell'esecuzione?

Risposta: dopo l'esecuzione delle piastre vengono gettate sono monouso

Domanda: orari di apertura del laboratorio / funzionamento del macchinario durante una giornata.

Risposta: Il laboratorio è aperto 8-20, il macchinario funziona dall'inizio delle attività ore 8-9 fino al pomeriggio ad esaurimento dei campioni, intorno alle 16, ma potenzialmente anche oltre fino al caso di sedute overnight che procedono in automazione.